


制造计量器具许可证: 京制01150002号  
计量器具型式批准证书: 2016F284-11  
企业标准: Q/DXBSX0009-2015  
医疗器械生产许可证: 京食药监械生产许20000034号  
医疗器械注册证编号:  
京械注准20172200650  
医疗器械产品技术要求编号:  
京械注准20172200650

**Panasonic**

### 使用说明

电子血压计  
本产品型号  
EW-BW34  
EW-BW33  
EW-BW13



- 感谢您购买本公司产品。
- 使用前请您务必仔细阅读本产品使用说明书。
- 请您务必妥善保管本产品使用说明书。

型号: No.01  
V99030 BW34101  
出版日期: 2017年08月

为安全起见, 请务必遵守本安全注意事项。

- 表示注意、警告内容。**
- 警告:** 可能导致人的死亡或重伤的内容。
- 注意:** 可能导致人受到伤害以及物质上的损失的内容。

- 表示禁止行为**
- 表示禁止分解**

- 警告**
- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**

**以下场合时无法测得准确的血压**

- 饭后1小时以内或饮酒以后
- 喝咖啡、红茶、吸烟后
- 在运动的交通工具中
- 运动或洗浴后(请安静20分钟以后再行测量)
- 有尿意时(排尿后, 请等待几分钟后再进行测量)
- 在寒冷的场所测量(请在20℃左右的室温中进行测量)


### 手腕与上臂的血压差

对于有糖尿病、肝病、肾病、动脉硬化、高血压症等手足的血液循环状况不佳者\*、末梢循环障碍者, 手腕部血压值与上臂部血压值可能有较大差异。所以, 不可自行判断, 必须接受医生的指导。

\*由于存在基础疾患, 因此手脚不分血液循环不畅的人。

### 关于血压

- 血压是指血液流经动脉血管时, 血管壁所承受的压力。



**Q 手或手腕晃动, 但是「体动」提示标记不显示?**

**A.**所谓「体动」提示是指测量过程中, 袖带压力发生异常变化且压力变化超过1.3 kPa (10 mmHg), 则血压计进行体动提示, 体动标记「」闪烁。因此当做出对袖带有影响的动作(如: 轻轻转手部、手腕弯曲等)时, 「体动」提示可能不显示。如果您对测量有疑问时, 请重新测量。

**Q 经「体动」提示的提示, 修正了手或手腕位置, 但测量值偏高?**

**A.**「体动」提示仅仅是对于测量姿势是否正确的一种参考提示。

「体动」提示标记显示后, 测量值还是偏高或偏低时, 请再次测量。

出现上述情况时, 可能存在以下因素。  
●测量方法是否正确?(袖带的卷绑方法、姿势等)  
●吸烟后马上测量或情绪不稳定时;  
●寒冷或脉搏变化小的人。  
●如果您对测量值有疑问, 请安静4~5分钟后再次测量。

**Q 什么时候测量比较好?**

**A. 一天中测量3次比较好?**

第1次...起床时(最接近夜间的血压, 且基本没有因身体的活动而产生的影响。)

第2次...午饭前(无饮食的影响, 且最接近一天中最高血压值。)


第3次...就寝前(测量值最接近一天中血压平均值。)

通过早、中、晚的测量, 掌握自己的血压状态, 轻松管理自己的血压。

使用建议: 如有尿意时, 请在排尿几分钟后再次测量。

### 2.4 使用结束后

#### 收藏血压计时



### 2.5 规格

电 源	DC 3V 7号碱性电池2节 (LR03)
显示方式	数字式液晶显示
测量方式	示波法检测方式
测量范围	静态压力测量范围: (0.0 ~ 37.3) kPa ((0 ~ 280) mmHg) 脉搏测量范围: (30 ~ 160) 次/分 血压测量范围: 收缩压至少应满足: (8.0 ~ 29.3) kPa ((60 ~ 220) mmHg) 舒张压至少应满足: (5.3 ~ 17.3) kPa ((40 ~ 130) mmHg)
准 确 度	静态压力示值最大允许误差: ± 0.4 kPa (± 3 mmHg) 脉搏误差: ± 5 %
正常工作环境	温度: 5℃ ~ 40℃ 相对湿度: 15 % ~ 80 %
贮存运输环境	温度: -20℃ ~ 55℃ 相对湿度: 不超过 93 %
运行大气压力	860 hPa ~ 1060 hPa
运输和贮存时大气压力	500 hPa ~ 1060 hPa
可测量的手腕周长	约12.5 cm ~ 22.0 cm

重 量	EW-BW34/EW-BW33/EW-BW13: 约115克(含袖带, 不含电池)
外形尺寸(主机)	长 89 mm × 宽 64 mm × 厚 34 mm
运行模式	连续运行
电 击 保 护	内部电源供电设备 (B型应用部分)
安全分类	不能在有与空气混合的易燃麻醉气或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备
安装型式	非永久性安装设备
电气安全要求	符合GB 9706.1的要求
电磁兼容要求	符合YY 0505的要求
环 境 要 求	符合GB/T 14710中环境试验II组、机械环境II组的要求
加 压 方 式	振动片式泵的加压调整方式
快速排气方式	急速排气阀开放式
压力检测	半导体压力传感器
脉搏检测	半导体压力传感器
生产日期	见主机刻印
使用期限	5年或10 000次较早一方

※如果在规定的温度和湿度范围外储存和使用, 可能无法达到规定的性能规格。  
※产品规格若有变更, 恕不另行通知。

### 2.6 定格表示标记的说明

- 注意!** 查阅随机文件
- 电击保护** 表示B型应用部分(血压计主机)
- 表示直流电**

符号为电子电气产品有害物质限制使用标志。表示此产品含有某些有害物质, 环保使用期限为5年, 在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统, 并按当地环保法规要求进行处理。

※个包装盒底部的二维码是为了公司内部识别用的, 不需要顾客扫描。

### 2.7 发生异常时


显示	异常现象	原因及处置
UD1 显示时	加压过程中显示消失 (标记显示)	电池消耗完毕
UI2 显示时	加压至 37.3 kPa (280 mmHg) 以上(多次加压)	测量方法或姿势是否正确?
	压力急速下降	袖带卷绑是否正确?
	心脏标记 (♥) 仅闪烁数次 (或完全不闪烁)	袖带卷绑是否正确?
	不加压	是否检测到体动?
	手和手腕大幅度活动	是否检测到体动?
	测定中按下按钮	

FGI 显示时 | 主机故障

症状	可能的原因
最高血压值或最低血压值偏高或偏低	●测量时, 主机的位置相对于心脏的高度偏高或偏低。 ●袖带没有正确卷绑。 ●袖带测量时出现动作或讲话。
与医生测量的血压值不一致	●血压因在医生面前等微妙的心里状态而变化。 ●至少放松4~5分钟以后再重新测量。
每次测量值都不一致	●电池⊕极安装错误。 ●电池消耗完。
按开始▶结束按钮后, 没有任何显示	●电池⊕极安装错误。 ●电池消耗完。
测量过程中, 「」标记闪烁	●测量中不规则的心跳现象。
测量过程中, 「」标记闪烁	●手或手腕活动。
手或手腕晃动, 但「」标记闪烁	●有时手用力时也会有反应, 请在放松状态下测量。
加压过程中声音和加压速度变化	●因为是在加压过程中测量, 因此在加压过程中动作声音与加压速度出现变化, 这并不是故障。
主机破损	敬请协作 请勿自行修理, 并请务必委托 Panasonic 认定服务店检查、修理。

### 3 各部名称

**主机** 请确认商品结构及组成: 产品由主机、袖带组成。



根据需要, 有时会在没有事先声明的情况下, 改变产品及零部件的规格。


#### 收藏袋

仅EW-BW33 EW-BW34

电池 7号碱性电池2节 (LR03)

#### 背光显示

关于背光功能: 血压计有背光功能。测量、测量值的调出时, 背光显示。



※如果显示器正对着光线, 从直角方向看去, 有时看不清显示部。此时将显示器背对着光线, 从斜的角度看去就容易看清显示部。


※此图是全屏的表示

<b>1 最高血压</b> 表示最高血压值	<b>5 高度感应</b> 可帮助调整手腕高度	<b>8 不规则的心跳提示</b> 测量中可检测到心率的变化
<b>2 电池标记</b> 电池缺电时的表示	<b>6 脉搏数</b> 表示脉搏的次数	<b>9 记忆次数</b>
<b>3 脉搏标记</b> 测量中检测到脉搏的表示	<b>7 体动提示</b> 测量中身体可能有动作的表示	<b>10 平均值</b> 显示存储测量值的平均值
<b>4 最低血压</b> 表示最低血压值		<b>11 记忆标记</b> 存储测量值时, 此标记闪烁

### 4 使用之前

#### 4.1 装入电池

\*请务必使用碱性电池。(7号碱性电池2节)可使用镍氢电池。  
\*更换电池时, 请务必使用同一厂家2节新的碱性电池。




#### 【电池寿命】

- 如果使用一组新的Panasonic碱性电池, 约可进行300次测量。1日测量3次, 约可使用3个月(室温23℃、加压至170 mmHg (22.7 kPa)。手腕周长约 17.0 cm时)
- 如果环境温度较低, 则会缩短电池寿命。
- 随机电池用于购买时确认商品的功能, 使用寿命可能达不到300次。
- 使用碱性电池以外的电池时, 使用次数可能很短, 因此请务必使用碱性电池。

### 4.2 卷绑袖带

※请务必使用专用袖带  
型号 EW-BW34: W0030 BW33101  
EW-BW33: W0030 BW33101  
EW-BW13: W0030 BW13101



- 将袖带卷绑在手腕内侧
  - 卷在裸露的肌肤上
  - 可测量的手腕周长约12.5 cm ~ 22.0 cm
- 绑牢袖带
  - 袖带卷绑时避免搭扣歪斜、扭曲
  - 卷绑过松导致, 血压值高或无法测量



请按照图示卷绑

### 目录

- 1 安全注意事项
- 2 其它
- 3 各部名称
- 4 使用之前
- 5 使用方法

- 2.1 测量时的注意事项
- 2.2 Q&A
- 2.3 保管和保养
- 2.4 使用结束后
- 2.5 规格
- 2.6 定格表示标记的说明
- 2.7 发生异常时

**注意**

- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**

EW-BW34/EW-BW33/EW-BW13型血压计  
●本型号血压计为手腕测量的全自动电子血压计, 应用示波法, 能够快速、简便地测量血压值和脉搏数。  
●适用范围: 本型号血压计适用于成人无创血压和脉搏的测量。  
●本型号血压计可测量的手腕周长约12.5 cm ~ 22.0 cm。  
●禁忌症: 暂无发现。

**本公司承诺:**  
保修期内的血压计如发生故障, 按照本公司所附《保修证》的规定进行修理。

### 1 安全注意事项

- ※使用之前, 请仔细阅读本“安全注意事项”, 以便正确使用, 建议在医生指导下使用。
- ※为避免使用者因使用不当而遭受危害或损失, 请参阅“安全注意事项”, 正确使用本产品。

2

**使用时请注意**

- ※测量过程中, 请勿在血压计附近使用手机等产生电磁干扰的设备, 这些设备产生较强的辐射场将会干扰血压计的正常使用。否则可能会使本产品产生误动作或测量不准确。
- ※在普通心律失常(比如说房早、室早及房颤等)的情况下测量会造成误差。
- ※主机对周围的电子设备造成干扰的可能性较小(如电视, 电脑, 手机等)。
- ※气囊在持久充分充气状态下, 可能存在风险。(导致手腕瘀血或麻痹等不适。)若发生此类异常, 请取下袖带。
- ※如果以非厂家提供的部件更换原有部件可能会引起测量错误。
- ※废弃建议: 主机、袖带、电池的废弃方法请依照城市有关环境保护规定进行处理。

### 2 其它

**2.1 测量时的注意事项**  
[测量须知]任何血压测量都受被测量者的姿势以及他/她的身体状况的影响。

4

**2.2 Q&A**

**Q 用左右手测量时, 测量值是否相同?**

**A.** 左右手腕均可测量。但左右手腕的测量结果可能因各人状况不同而出现不同程度的差异。因此, 请您每次用同一侧的手腕进行测量。

**Q 在医院测量的血压值和在家里测量的血压值为何不同?**

**A.** 血压在24小时之内都在变化, 另外由于气候、情绪、运动等原因有时会有较大的变动。特别是在医院里有所谓的「白衣性高血压」现象, 由于紧张或不安有会比在家里测量的血压值高。

**在家里所测量的血压值比在医院高时, 请注意以下几点:**

- 主机的高度是否与心脏在同一水平线。 主机的位置比心脏低时, 所测量的血压值偏高。
- 袖带卷绑太松。 将袖带绑紧在手腕上。
- 是否感到不安或焦躁。 测量前请深呼吸2~3次, 使身体放松, 血压稳定。

**Q 为什么每次测量的血压值都不一样?**

**A.** (1) 血压即使在一天之内也在不断地变化, 同时也会因袖带的卷绑方法、测量姿势不同而不同。所以每次测量时, 请在相同的条件下测量。  
(2) 服用降压药的人, 因药效的作用, 血压值有时变化很大。  
(3) 连续2次测量时, 中间必须安静4~5分钟以上。

8

**2.3 保管和保养**

- 请勿自行修理、拆卸和改造。
- 请勿将主机摔在地上, 避免受到碰撞或强烈冲击。否则会造成故障。
- 请不要将血压计从0℃以下的场所取出后马上使用。至少在温暖的环境下放置1个小时以上, 否则会造成不能正常加压。
- 请使用沾有温水或肥皂水的布清洁主机和袖带, 切勿用酒精, 汽油, 稀释剂等擦拭。
- 切勿沾染异物或腐蚀性液体。否则会造成故障。
- 测量时请勿碰触主机。否则不能正常测量。
- 长时间不使用时要取出电池。(1个月以上) 否则会产生漏液而造成部件损坏。
- 避免把血压计存放在高温、潮湿以及阳光直接照射的场所。否则会造成故障。

10

**症状** **可能的原因**

- 最高血压值或最低血压值偏高或偏低
- 与医生测量的血压值不一致
- 每次测量值都不一致
- 按开始▶结束按钮后, 没有任何显示
- 测量过程中, 「」标记闪烁
- 测量过程中, 「」标记闪烁
- 手或手腕晃动, 但「」标记闪烁
- 加压过程中声音和加压速度变化
- 主机破损

敬请协作  
请勿自行修理, 并请务必委托 Panasonic 认定服务店检查、修理。

12

**更换电池**

- 电量不足的显示。
- 不影响测量结果的判断。
- 电池寿命显示, UI1 表示时, 或按下开始▶结束按钮显示屏无任何显示时。 \*无法测量, 需要更换电池。

#### 注意

- 请务必遵守电池上所表述的注意事项。
- 确认电池的⊕极后正确地装入。
- 电量不足的电池立即取出。
- 长时间不使用本血压计时, 应从血压计中取出电池。
- 更换电池时, 必须使用同一类的新电池, 2节电池应同时更换。
- 请使用有效期内的电池。
- 如不遵守上述事项可能因电池发热、破裂、漏液而发生伤害或破损
- 电池应放在儿童接触不到的地方保管。(万一误吞了电池请立即就医) 否则可能会导致事故和受伤。

14

**保修证**

保修条款

如有保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理), 从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品可在Panasonic认定服务店进行保修; 保修时, 请出示本保修证及购机发票。

2. 自购入之日起在以下期间内, 在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

**保修证**

整机2年内免费

3. 以下情况之一者, 即使在保修期内, 也不能以保修对待, 但是可以实行收费修理:

- a. 未经正确使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- b. 因不正当操作、电源不正确、键误(如: 摔落等)而造成损坏的;
- c. 不经Panasonic认定售后服务人员启动而造成损坏的;
- d. 不能出示本保修证及有改动迹象的;
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或有涂改的;
- f. 因不可抗力因素(如雷击、地震、火灾、水灾等)造成损坏的;
- g. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的情形, 不适用于经营性使用等。
- h. 产品制造商在需要时, 可以向Panasonic认定的合格技术人员提供产品电脑图和可修理的元器件资料。

商品信息	商品名称: _____ 产地: 中国北京 _____
商品型号: _____	制造编号: _____
商品型号: _____	制造编号: _____
商品型号: _____	制造编号: _____
商品型号: _____	制造编号: _____
商品型号: _____	制造编号: _____

16

5 使用方法


5.1 正确测量须知

每天在同一时间,用同一只手腕,相同姿势进行血压测量

- 请在早晨刚刚醒来,没有原意时测量;如果不能保证这种状态,请在进早餐前,身体尚未运动时测量。

测量前请务必保持4~5分钟的安静

坐姿测量



- 将胳膊肘放在桌子上
将主机与心脏高度保持一致
手心向上,身体放松

- 主机的位置低于心脏的高度时,所测得的血压值可能偏高。
主机的位置高于心脏的高度时,所测得的血压值可能偏低。

测量过程中,身体、手腕、手指勿动。
测量过程中,不得碰触主机。


5.2 测量位置须知

高度感应提示功能

(仅EW-BW34/EW-BW33有此功能)





- 此功能是协助您将血压计放置在恰当的位置测量(与心脏大致平行)。在测量姿势、测量环境(如桌子的高度、椅子的高度等)不能提供恰当的位置时,您若是使用此功能,就能得到更好的测量。

从手腕角度推测卷在手腕上血压计的位置,并通过手腕位置指示灯提醒您恰当的测量姿势。







血压计开始测量时,高度感应指示灯亮,请稍等一会,灯就会自然熄灭。

高度设定



- 与不设定高度时相比,高度感应表示的高度范围更加精准,更容易帮助您找到合适的高度。




解除高度设定



与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。

5.3 测量方法




测量时应保持安静,使身体处于自然放松状态。



与与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。

5 测量值的确认。

- 测量结束后,袖带内空气自动排出。
测量结果以mmHg(血压值)、kPa(血压值)交替显示脉搏数与血压值同时显示。
测量值在高血压区域时,数字闪烁。(约6秒种)
[ ] 标记闪烁。
\*测得的脉搏数以1分钟进行换算。



与与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。

关于「体动」提示的功能

测量过程中,袖带压力发生异常变化且压力变化超过1.3 kPa(10 mmHg),则血压计进行体动提示,体动标记「 [ ] 」闪烁。

当袖带内异常压力变化有3次超过 1.3 kPa(10 mmHg)时,则血压计终止测量并进行提示。

Table with 2 columns: 体动提示, 说明. It lists various activities that trigger the body movement alert, such as unintentional arm movement or hand pressure.

\*此功能是为了正确测量而设定的参考性功能。静态压力的调出方法

删除所记忆的全部测量值后,按下开始▶结束钮,血压计开始升压后,在按下记忆/调出钮显示「U 12」标记时,再连续按2次记忆/调出钮,每次大约按3秒钟。然后再连续按3次记忆/调出钮。

关于「不规则的心跳」提示的功能

测量过程中,检测到有3次存在瞬时心跳间隔大于整个过程心跳间隔平均值的±25%时,则血压计进行不规则的心跳提示,「 [ ] 」标记闪烁。



- 测量结束后,「不规则的心跳」标记在闪烁约6秒后显示。
「不规则的心跳」标记显示时,请重新测量。
测量过程中如果心跳变化过大的话,可能影响测量值的准确性。
测量结果以mmHg(血压值)、kPa(血压值)交替显示。其中mmHg(血压值)显示约12秒,kPa(血压值)显示约3.5秒

该标记并非告知心律失常。
\*本功能是为了保证测量值的准确性而设定的参考性功能。即使未显示「不规则的心跳」标记,为了保证测量的准确性,建议在安静状态下测量2~3次。(参照P14)
\*如果标记频繁的出现,则应就自己的健康状况向医生咨询。请勿自己判断测量结果,进行治疗。请务必遵从医嘱。


注: 本设备所测的血压值和听诊法的测量值等价,其误差符合YY 0667-2008规定的要求。
相关说明信息请拨打客户服务热线咨询。

\*为了防止产品辅助功能的名称与「心律不齐」的混淆,将「心律不齐提示」调整为「不规则的心跳提示」

「血压指示」的读法

对于最高·最低血压值以WHO/ISH(世界卫生组织/国际高血压学会)的血压分类表为标准判断是属高血压区域还是属正常区域,通过图表向使用者提示。

测量值在高血压区域时,数字闪烁(约6秒)



WHO/ISH的血压分类\*1
最高血压值(mmHg) 140
正常高压
130
正常血压
85 90
最低血压值(mmHg)

\*1 1999 World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension

- 最高血压 18.7 kPa(140 mmHg)以上
最低血压 12.0 kPa(90 mmHg)以上





(仅在测量结束时)(1 kPa = 7.5 mmHg)

Warranty form with fields for product name, date, address, and contact information. Includes a QR code for repair records.






5.4 测量值的记忆和调出

此商品可以存储90次的测量值。

测量值的记忆和调出








与与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。



与与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。

Table for blood pressure measurement record (example). Columns: Date, Time, High Pressure, Low Pressure, Pulse, Average. Includes a bar chart for visualizing the data.

注: 上表为血压测量记录示例,请按示例认真填写测量值。希望您坚持每天同一时刻测量血压,不要因一、两次的测量结果过高或过低而紧张,甚至滥用药物。把测量记录表拿给医生看将非常有助于诊断和治疗。电子血压计将为您的健康管理提供科学的依据!



与与建议: 与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。
建议: 每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。

血压测量记录表

Blank table for recording blood pressure measurements. Columns: Date, Time, High Pressure, Low Pressure, Pulse, Average.

Table listing harmful substances in the product, including lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers.

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 规定的限量要求。

Table listing product and component lists: Main unit, cuff, collection bag, instruction manual, certificate, test battery, electromagnetic compatibility declaration, and random battery.

Table listing key components: Compressor, solenoid valve, pressure sensor, liquid crystal, and cuff.

注册人: 松下电气器(北京)有限公司
住所: 北京市北京经济技术开发区同济北路1号
制造商: 松下电气器(北京)有限公司
住所及生产地址: 北京市北京经济技术开发区同济北路1号
联系方式: 邮编: 100176 电话: (010)-67882437
原产地: 中国 中国印刷

售后服务单位: 松下电气器(中国)有限公司
Panasonic客户咨询中心: 400-810-0781
© Panasonic Corporation 2017