

# NARCO SPRAY®

# COCAINA CRACK

- I PASSAGGIO    STRAPPARE UNA STRISCETTA DAL DISPENSER  
II PASSAGGIO    STROFINARE L'AREA SOSPETTA CON IL LATO ADESIVO DELLA STRISCETTA O POSIZIONARE UNA LEGGERA QUANTITÀ DI SOSTANZA SU DI ESSA.  
III PASSAGGIO    AGITARE BENE LA BOMBOLETTA.  
IV PASSAGGIO    SPRUZZARE BREVEMENTE SULLA STRISCETTA AD UNA DISTANZA DI 10 CM (4").  
V PASSAGGIO    SE POSITIVO, APPARIRÀ UN COLORE BLU/TURCHESE.

COCAINA

PCP

METAQUALONE

GBL

MDPV

EFEDRINA

CRACK

BUPRENORFINA

METADONE

BLU SCURO IMMEDIATAMENTE

BLU ENTRO 10 SECONDI

BLU SCURO ENTRO 10 SECONDI

BLU CHIARO ENTRO 10 SECONDI

BLU ENTRO 10 SECONDI

BLU ENTRI 10 SECONDI

MACCHIE BLU ENTRO 10 SECONDI

MACCHIE BLU ENTRO 10 SECONDI

MACCHIE BLU ENTRO 10 SECONDI



BLU SCURO  
(COCAINE HCL)



BLU  
(GBL)



MACCHIE BLU  
(CRACK)

SE LA REAZIONE È POSITIVA, SOTTOPORRE IL TEST AD ULTERIORI ANALISI DI LABORATORIO SECONDO IL PROTOCOLLO DELL' ENTE.



M.M.C. INTERNATIONAL B.V.  
FRANKENTHALERSTRAAT 16-18  
4816 KA - BREDA - THE NETHERLANDS  
+31-76-5711140 - INFO@MMCINTER.COM

PRODUCT NO. MMC-NSCOC