

ACROSEP

RESIN SEPARATOR

ACROSEP is manufactured from selected chemicals of guaranteed purity including sodium alginate and is effectively used as a separating medium of plaster / resin and flask / plaster surfaces.

ADVANTAGES

- It produces a durable surface film which does not peel off during trial closures.
- Application of ACROSEP ensures easy separation of surfaces so that the final cured acrylic has an extremely smooth and shiny surface.
- The product has an exceptionally long shelf life.
- It can also be used to coat the inside of flasks before pouring, which enables them to be emptied easily after use and avoids their serious distortion by prolonged hammerings.

DIRECTIONS FOR USE

- Ensure that all the wax is completely boiled out. Any wax residue will affect the result. Flushing the surface of the plaster with a neutral detergent before application is useful precaution.
- Before the plaster has cooled completely paint the surface with one or two coats of ACROSEP using either a brush or cotton pellet.
- Allow the film to dry leaving a glossy surface and pack the flask in the usual manner.

SPECIAL NOTES

- When using the ACROSEP to prevent plaster sticking to the flask pour the plaster immediately after application.
- Use the ACROSEP via its polyethylene nozzle. Do not return any surplus to the bottle as this will cause contamination.
- Precipitation may occur in the bottle, but this will not affect the effectiveness.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

PACKAGE

Bottle of 300 gram

STORAGE

Store in a cool place away from direct sunlight (4-25°C.) (Shelf life: 3 years from date of manufacture)

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 04/2016



<p>MANUFACTURED by</p> <p>GC ASAHl CORP.</p> <p>1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai, Aichi 486-0945, Japan</p> <p>DISTRIBUTED by</p> <p>GC CORPORATION</p> <p>76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan</p> <p>EU : GC EUROPE N.V.</p> <p>Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00</p>	<p>GC ASIA DENTAL PTE. LTD.</p> <p>11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729</p> <p>TEL: +65 6546 7588</p> <p>GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.</p> <p>1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia</p> <p>TEL: +61 2 9316 4499</p>
<p>PRINTED IN JAPAN</p>	

The GC logo is a stylized representation of the letters G and C. The G is formed by a thick black line that curves around the top and left sides of the letter, ending in a small tail. The C is formed by a similar thick black line that curves around the top and right sides, also ending in a small tail. The two letters are positioned close together, with the G slightly overlapping the C.

ACROSEP

KUNSTSTOFF ISOLIERUNG

ACROSEP wird aus ausgewählten Chemikalien der garantierten Reinheit einschließlich Natriumalginat hergestellt und ist effektiv als Trennmittel von Gips / Kunststoff und Küvetten / Gipsflächen verwendbar.

Vorteile:

- Es entsteht ein dünner Film auf der Oberfläche der sich während der Verarbeitung nicht löst.
- Der Auftrag von Acrosep sichert eine einfache Isolierung der Oberfläche, sodaß eine extrem glatte und glänzende Kunststoffoberfläche entsteht.
- Das Produkt hat eine ausgesprochen lange Haltbarkeit.
- Es kann auch zur Isolierung der Küvettenoberfläche vor der Überbettung verwendet werden. Es ermöglicht somit ein einfaches Ausbetten und vermeidet ein Verziehen durch das Ausbetten mittels Hammer.

Anwendung

- Stellen Sie sicher, daß das Wachs komplett entfernt ist. Wachsrückstände beeinträchtigen das Ergebnis. Waschen Sie die Oberfläche des Gipsmodells mit neutralem Reinigungsmittel ab.
- Bevor das Gipsmodell abgekühlt ist, auf die Oberfläche mit einem Pinsel oder Wattepellet ein bis zwei Schichten Acrosep auftragen.
- Lassen Sie den Film trocknen, es bildet sich eine glänzende Oberfläche. Danach wie gewohnt fortfahren.

Bemerkungen

- Wenn Sie Acrosep zur Vermeidung von Gipsanhaftungen an der Küvette nutzen, füllen Sie den Gips unmittelbar nach dem Auftrag in die Küvette ein.
- Vewenden Sie Acrosep über die Polyethylene-Spitze. Füllen Sie kein überschüssiges Material in die Flasche zurück. Gefahr der Kontamination.
- Feuchtigkeit kann sich in der Flasche niederschlagen, dies beeinflusst nicht die Wirksamkeit.
- Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Packung

Flasche mit 300 Gramm

LAGERUNG

An einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung (4-25°C.) (Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

Einge Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

http://www.gceurope.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert: 04/2016

ACROSEP

SEPARATEUR DE RÉSINE

ACROSEP est fabriqué à partir des produits chimiques garantis purs dont l'alginate de sodium et est utilisé comme séparateur de surface plâtre / résine et moufle / plâtre.

AVANTAGES

- Il crée un film protecteur durable qui ne s'effrite pas pendant la polymérisation à chaud et à froid.
- L'application de l'ACROSEP garantit une réelle isolation des surfaces ; ainsi la polymérisation finale permet d'offrir une surface des prothèses lisses et brillantes.
- Le produit a une durée de vie exceptionnelle.
- Il peut être utilisé pour recouvrir la surface interne des moufles avant pressée ce qui leur permet d'être facilement démouflé après utilisation et d'éviter leur déformation du fait de martèlement prolongé.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la cire soit totalement évacuée. Tout résidu de cire aura une incidence sur le résultat. Rincez la surface du plâtre avec un détergent neutre avant l'application.
- Avant que le plâtre ne soit complètement refroidi, enduisez la surface d'une ou deux couches d'ACROSEP avec un pinceau ou une boulette de coton.
- Laissez sécher le film en laissant une surface brillante et fermez le moufle de manière habituelle.

NOTES

- Lorsque vous utilisez ACROSEP, pour empêcher le plâtre de coller au moufle, coulez le plâtre immédiatement après application.
- Utilisez ACROSEP avec son embout en polyéthylène. Ne tenez pas de remettre l'excédent dans le flacon... au risque de le contaminer.
- Un léger dépôt peut se produire dans le flacon sans pour autant affecter l'efficacité du produit.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Conditionnement

Flacon de 300 gr (300ml)

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais à l'abri des rayons du soleil (4-25°C.) (Péremption: 3 ans à partir de la date de fabrication)

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour: 04/2016

ACROSEP

SEPARATORE DELLA RESINA

ACROSEP viene realizzato con prodotti chimici selezionati dalla purezza garantita tra cui l'alginato di sodio. Viene efficacemente utilizzato come separatore tra superfici di gesso / resina e muffola / gesso.

VANTAGGI

- Produce una pellicola durevole che non si stacca durante le prove di chiusura.
- ACROSEP garantisce una facile separazione delle superfici e di conseguenza l'acrilico, dopo la polimerizzazione finale, presenterà una superficie liscia e lucida.
- Il prodotto ha una durata utile estremamente lunga.
- Può anche essere utilizzato per rivestire le superfici interne di muffole prima di versare il gesso. In questo modo le muffole potranno essere svuotate facilmente dopo l'uso evitando che subiscano gravi distorsioni dovute all'uso ripetuto e prolungato del martello.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Verificare che la cera sia stata completamente eliminata. Qualunque residuo di cera comprometterebbe i risultati. E' un'utile precauzione sciacquare la superficie di gesso con un detergente neutro prima di applicare il prodotto.
- Prima che il gesso si raffreddi completamente, applicare sulla superficie uno o due strati di ACROSEP utilizzando un pennello o un batuffolo di cotone.
- Lasciar asciugare il prodotto in modo da ottenere una superficie lucida, quindi riporre la muffola nel modo consueto.

AVVERTENZE SPECIALI

- Quando si usa ACROSEP, per evitare che il gesso si attacchi alla muffola, versare il gesso immediatamente dopo aver applicato il prodotto.
- Utilizzare ACROSEP attraverso l'apposito ugello di polietilene. Evitare di rimettere nel flacone l'eventuale prodotto in eccesso in quanto questo ne causerebbe la contaminazione.
- Il prodotto conservato nel flacone potrebbe precipitare ma questo eventuale fenomeno non ne compromette in alcun modo l'efficacia.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

CONFEZIONE

Flacone da 300 grammi

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in un luogo freddo lontano dalla luce diretta del sole (4-25°C.) (Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione)

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
http://www.gceurope.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

Ultima revisione: 04/2016

ACROSEP

SEPARADOR DE RESINA

ACROSEP está fabricado a partir de compuestos químicos seleccionados para garantizar la pureza, incluyendo alginato sódico y se utiliza de modo efectivo como medio separador entre la entre la escayola/resina y la escayola/mufla.

VENTAJAS

- Produce una película duradera que no se desprende durante las pruebas
- La aplicación de ACROSEP asegura una separación sencilla de las superficies con lo que la superficie final del acrílico presenta una superficie extremadamente suave y brillante.
- El producto tiene una caducidad extremadamente larga
- También puede utilizarse para recubrir la parte interior de la mufla antes del vaciado, lo que permite ser vaciado fácilmente después de su uso y evitar distorsiones debido al uso del martillo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que toda la cera ha sido eliminada. Cualquier residuo de cera afectará el resultado. Lavar la superficie de la escayola una capa de jabón neutro antes de la aplicación puede resultar útil.
- Antes de que la escayola se haya enfriado del todo aplicar sobre la superficie una o dos capas de ACROSEP utilizando un pincel o un algodón.
- Dejeo secar hasta que se forme una superficie brillante y enmuflé de forma normal.

NOTAS ESPECIALES

- Cuando utilice ACROSEP para prevenir la adhesión de la escayola a la mufla vacíe la escayola inmediatamente después de la aplicación.
- Aplique el ACROSEP a través de su boquilla de polietileno. No reintroduzca ningún sobrante en la botella ya que puede causar contaminación.
- El producto puede precipitar en el bote pero esto no afectará a su efectividad.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

ENVASE

Bote de 300 gramos

CONSERVACIÓN

Conserve en un lugar fresco y seco lejos de la luz directa del sol (4-25°C.) (Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación.)

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com
También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión: 04/2016

Prior to use, carefully read the instructions for use.

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen.

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Antes de usar,lea detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. **NL**

ACROSEP

SEPARATIEMIDDEL VOOR KUNSTSTOF

ACROSEP is gemaakt van geselecteerde chemicaliën van een gegarandeerde zuiverheid, inclusief natrium alginaat. Het wordt effectief toegepast als een separatie middel tussen gips / kunsthars en cuvet / gips oppervlakken.

VOORDELEN

- Het biedt een duurzame oppervlakte film welke niet loslaat tijdens pastases.
- Het aanbrengen van ACROSEP garandeert een gemakkelijke separatie van oppervlakken zodat definitief uitgeharde kunsthars een glad en glanzend oppervlak krijgt.
- Het product heeft een exceptioneel lange houdbaarheid.
- Het kan ook worden gebruikt aan de binnenzijde van een cuvet voor het uitgieten. Dit biedt de mogelijkheid om subtiel en zonder beschadiging uit te bedden, in plaats van repeterend te hameren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verzeker u ervan dat alle was volledig is uitgekookt of uitgespat. Wasresiduen zullen het resultaat beïnvloeden. Afspoelen van het gipsoppervlak met een oplosmiddel alvorens Acrosep aan te brengen is een nuttige voorzorgsmaatregel.
- Breng op het oppervlak twee lagen Acrosep aan, voordat het gips volledig is afgekoeld. Gebruik hiervoor een penseel of een wattenstaafje.
- Laat de separatiefilm drogen tot het glanst en vul de cuvet op de gebruikelijke manier.

SPECIALE OPMERKINGEN

- Om te voorkomen dat het gips kleeft aan de cuvet, direct uitgieten als Acrosep is aangebracht.
- Gebruik ACROSEP via de polyethyleen tip. Giet geen overmaat terug in de fles om contaminatie te voorkomen.
- In de fles kan enige residu ontstaan, maar dit heeft geen invloed op de effectiviteit.
- Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondkmaskers en veiligheidsbrillen.

VERPAKKING

Fles met 300 gram

OPSLAG

Bewaar op een koele plaats buiten het bereik van direct zonlicht (4-25°C.) (Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de datum van fabricage)

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geëclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

http://www.gceurope.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste herziening: 04/2016

Læs omhyggetigt brugsanvisningen inden brug. **DA**

ACROSEP

RESINSEPARATOR

ACROSEP er fremstillet af udvalgte kemiske substanser med højeste kvalitets- og renhedsgrad, herunder natriumalginat. Produktet er effektivt som separeringsmiddel mellem gips / resin / akryl samt mellem kyvette / gips.

FORDELE

- Produktet lægger en slidstærk film som ikke fjernes ved indprovningen
- Applicering af ACROSEP sikrer nem separering af overfladerne så den færdigpolymeriserede akrylat erhen ekstremt glat og skinnende overflade.
- Produktet har lang holdbarhed.
- Produktet kan også anvendes til at coate indersiden af kyvetten / skålen inden støbning. Herved kan kyvetten let tømmes og rengøres uden ødelæggende metoder.

BRUGSVEJLEDNING

- Det skal sikres at alt voks er kogt helt ud. Tilbageværende voks kan ødelægge det endelige resultat. Rens gipsoverfladen med et neutralt rengøringsmiddel inden påføring af ACROSEP.
- Inden gipsen er helt afkølet, appliceres et eller to lag ACROSEP med pensel eller bomuldspellet.
- Lad filme tørre. Den skal fremstå med en glans på overfladen. Forsæt herefter arbejdsprocessen.

BEMÆRK

- Hvis ACROSEP anvendes med henblik på at forhindre gipsen i at sætte sig fast på kyvetten, skal der gips i umiddelbart efter appliceringen
- Anvend ACROSEP med den medfølgende polyethylene spids. Træk IKKE overskud tilbage i flasken da det vil kontaminere indholdet
- Ind i mellem ses bundfald i flasken. Dette har ingen betydning for resultatet.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

PAKNINGER

Flaske indeholdende 300 g

OPBEVARING

Materialet opbevares på et køligt mørkt sted (4-25°C.) (Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato)

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:

http://www.gceurope.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Sidst revideret: 04/2016

Reviderad senast: 04/2016

Läs noggrant anvisningarna innan användning. **SV**

ACROSEP

RESINSEPARATOR

ACROSEP är tillverkat av utvalda kemiska substanser med högsta kvalitets- och renhetsgrad, inkluderande natriumalginat. Produkten fungerar mycket effektivt som ett separermedel mellan gips / resin / akrylat samt mellan kuvett / gipsytor.

FÖRDELAR

- Produkten ger en hållbar ytfilm som inte rivs loss under indbuddning.
- Applicering av ACROSEP garanterar enkel separering av ytor så att det slutpolymeriserade akrylatet erhåller en extremt jämn och högljansig yta.
- Produkten har en exceptionellt lång hållbarhet vid lagring.
- Produkten kan också med fördel användas som separermedel som appliceras på kuvettens interna ytor vilket möjliggör mycket enkel urbuddning Detsamma eliminerar då långvarigt bruk av hammare på kuvetten. Resultatet blir att kuvetterna bibehåller sin ursprungliga form.

BRUKSANVISNING

- Säkerställ att allt vax är helt urokat. Kvarvarande vaxrester kommer att försämra resultatet. Spola av gipsytorna med ett neutralt tvättmedel innan applicering av ACROSEP. Det är en bra försiktighetsåtgärd.
- Innan gipset har kylts ner helt och hållet, applicera ett eller två skikt ACROSEP antingen med en pensel eller med en bomullspellet.
- Låt filmen torka, den ska uppvisa en glansig yta, och fortsätt arbetsprocessen på sedvanligt sätt.

NOTERA SPECIELLT

- När ACROSEP ska användas för att förhindra att gipset sätter sig fast mot kuvetten, bädda in med gips omedelbart efterappliceringen.
- Använd ACROSEP med dess polyetylenspets påsatt. Håll inte tillbaka överskott i flaskan då innehållet då kommer att kontamineras.
- Ibland kan man se utfällningar i flaskan, dessa kommer dock inte ge några negativa effekter på resultatet.
- Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.

FÖRPACKNING

Flaska innehållande 300 g

FÖRVARING

Materialet skall förvaras på ett kallt, mörkt ställe (4-25°C.) (Lagringstid: 3 år från tillverkningsdatum)

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: http://www.gceurope.com Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Reviderad senast: 04/2016

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. **PT**

ACROSEP

SEPARADOR DE RESINA

ACROSEP é feito de produtos químicos selecionados de pureza garantida, incluindo alginato de sódio, e é usado como meio isolante entre superfícies gesso / resina e recipiente / gesso.

VANTAGENS

- Produs uma película superficial duradoura que não descasca durante os procedimentos de trabalho.
- ACROSEP facilita a separação de materiais garantindo uma superfície lisa e brilhante ao acrílico após sua tomada de presa.
- O produto tem um uma validade extremamente longa.
- Também pode ser utilizado para cobrir as superfícies internas de recipients antes que o gesso seja vasado, facilitando a remoção do mesmo após o uso, e evitando a deformação do recipiente.

INSTRUÇÕES DE USO

- Certifique-se de que toda a cera tenha sido eliminada. Qualquer resíduo de cera pode afetar o resultado. Lavar a superfície do gesso com detergente neutro antes da aplicação é recomendável.
- Depois que o gesso tenha esfriado completamente, pinte a superfície com uma ou duas camadas de ACROSEP com um pincel ou chumaço de algodão.
- Deixe a película secar deixando uma superfície brilhante e guarde o frasco de maneira usual.

ATENÇÃO

- Quando ACROSEP for utilizado para prevenir que o gesso grude nas paredes do recipiente, vase o gesso imediatamente após aplicação.
- Use ACROSEP através de seu bico de polietileno. Nunca devolva sobras ao frasco pois isso pode causar contaminação.
- Precipitação pode ocorrer no frasco, mas isso não afeta a eficiência do material.
- Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Pacote

Frasco de 300 gramas

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco, protegido da luz directa do sol (4-25°C.) (Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.)

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em: http://www.gceurope.com Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 04/2016

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **EL**

ACROSEP

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΨΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Το υλικό ACROSEP κατασκευάζεται από επιλεγμένες χημικές ενώσεις με εγγυημένη καθαρότητα όπως το αλγινικό νάτριο και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ως μέσο διαχωρισμού γύψινων/ρητινωδών και μεταλλικών/γύψινων επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παράγει ένα στρώμα που διαρκεί και δεν αποσχίζεται κατά τις δοκιμές.
- Η εφαρμογή του ACROSEP βελιώνει τον εύκολο διαχωρισμό των επιφανειών ώστε η τελικά πολυμεριζόμενη ακρυλική αποκατάσταση να έχει μία ιδιαίτερα λεία και γυαλιστερή επιφάνεια.
- Το προϊόν έχει μία εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εσωτερική επάλειψη των καλουπιών πριν από την έγχυση του ακρυλικού γενοнос που υποβοηθά την εύκολη απομάκρυνση των προσθετικών αποκαταστάσεων χωρίς παράμορφώσεις λόγω του μακροχρόνιου εγκλεισμού τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι όλο το κερί έχει απομακρυνθεί πλήρως. Κάθε υπόλειμμα κεριού επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ξέπλυμα του εκμαγείου με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό πριν από την εφαρμογή αποτρέπει μία χρήσιμη προϋπόθεση.
- Πριν από την πλήρη στρώση του μούφουλο επαλείψτε την επιφάνειά του με ένα ή δύο στρώματα ACROSEP χρησιμοποιώντας ένα πινελάκι ή ένα βύσμα βαμβακιού.
- Αφήστε το στρώμα αυτό να στεγνώσει αφήνοντας μία γυαλιστερή επιφάνεια και εγκιβωτίστε την προσθετική κατασκευή κατά το συνηθισμένο τρόπο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μετά τη χρήση του ACROSEP προς αποφυγή συγκόλλησης της γύψου στο μούφολο προχωρήστε στη ρίψη της γύψου το συντομότερο δυνατόν μετά την επάλειψη.
- Χρησιμοποιήστε το ACROSEP μέσω του ειδικού ρύγχους πολυαιθυλενίου. Μην εισπνέετε χρησιμοποιημένη ποσότητα μέσα στο μπουκάλι καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιμύκωση.
- Αντίδραση συμπύκνωσης μπορεί να συμβεί μέσα στο μπουκάλι αλλά αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά.
- Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (PEA) όπως γάντια, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπουκάλι των 300 gr

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάξτε το υλικό σε δροσερό μέρος μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως (4-25°C.)

(Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής)

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.gceurope.com Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 04/2016