

DREN DE PENROSE DE SILICONA




DREN DE PENROSE DE SILICONA

El Dren de Penrose de Silicona Fortune® se utiliza para el drenaje postquirúrgico. El tubo blando y suave minimiza el traumatismo durante la inserción y la retirada, y el tubo saca el fluido a fuera por el fenómeno capilar. El tubo transparente con línea radiopaca permite una fácil inspección y la observación del fluido, también para confirmar el tubo intubado por los rayos X. El tubo blanco está detectable por los rayos X. El Secure-clip proporciona el tubo una fijación.

Disponible en 4 tipos:

- Dren de Penrose
- Dren de Penrose con Secure-Clip
- Secure-Clip
- Dren recto de Penrose

- A** Dren de Penrose de Silicona
- B** Dren de Penrose de Silicona con Secure-Clip
- C** Secure-Clip
- D** Dren recto de Penrose de Silicona





ESPECIFICACIONES

Dren de Penrose de Silicona con Secure-Clip:

REF.	Diámetro Exterior	Descripción
2010-5405	5 mm	
2010-5406	6 mm	
2010-5408	8 mm	- Tipo WS - 300mm
2010-5410	10 mm	- Tubo blanco y detectable por rayos X
2010-5412	12 mm	- Secure-Clip - Marca de profundidad
2010-5415	15 mm	
2010-5419	19 mm	
2010-5425	25 mm	

REF.	Diámetro Exterior	Descripción
2010-6405	5 mm	
2010-6406	6 mm	
2010-6408	8 mm	- Tipo WS - 500mm
2010-6410	10 mm	- Tubo blanco y detectable por rayos X
2010-6412	12 mm	- Secure-Clip - Marca de profundidad
2010-6415	15 mm	
2010-6419	19 mm	
2010-6425	25 mm	



2010-54XX/64XX

DREN DE PENROSE DE SILICONA

Dren de Penrose:

REF.	Diámetro Exterior	Descripción
2010-0405	5 mm	
2010-0406	6 mm	
2010-0408	8 mm	- Tipo S
2010-0410	10 mm	- 300mm
		- Transparente
2010-0412	12 mm	- Línea radiopaca
2010-0415	15 mm	
2010-0419	19 mm	
2010-0425	25 mm	
2010-1405	5 mm	
2010-1406	6 mm	
2010-1408	8 mm	- Tipo S
2010-1410	10 mm	- 500mm
		- Transparente
2010-1412	12 mm	- Línea radiopaca
2010-1415	15 mm	
2010-1419	19 mm	
2010-1425	25 mm	



2010-04XX/14XX

Dren recto de Penrose de Silicona:


REF.	Medida	Width	Largo	Descripción
2011-0020	S	20 mm		
2011-0025	M	25 mm	400 mm	- Detectable por rayos X
2011-0035	L	35 mm		
2011-0045	XL	45 mm		



2011-0020



2011-0025




2011-0035



2011-0045

Secure-Clip:

REF.	Medida	Descripción
2010-0000	Universal	Metal



2010-0000



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com