



Instrumental y material médico quirúrgico en procedimientos ginecológicos de consultorio

DRA. NAYLA RAMOS PERDOMO

Citología cervical/ IVAA/ Test de Schiller

Posición: ginecológica



Lista de chequeo material/ instrumental v equipos:

Materiales:


- Lámina para citología
- Espátula de Ayre o baja lengua
- Hisopo o cepillo
- Fijador
- Acido acético al 3 o 5%
- Lugol (solución yodurada)

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal o plástico

Equipos:

- camilla ginecológica
- lámpara cuello de cisne





Espéculo de Graves




Espéculo de Collins



Muestra para tipificación de VPH de cuello uterino

Posición: ginecológica



Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Kit de muestra
- Hisopo / envase contenedor

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal o plástico

Equipos:


- camilla ginecológica
- lámpara cuello de cisne



Cultivo cervico - vaginal


Posición: ginecológica

Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:



Materiales:

- Medio para cultivo
- Hisopo estéril
- Laminas para GRAM estéril



Instrumental:

- Espéculo de Graves metal o plástico

Equipos:

- camilla ginecológica
- lámpara cuello de cisne



Colposcopia



Posición: ginecológica

Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Hisopo grueso
- Acido acético al 3 o 5%
- Lugol (solución yodurada)

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal o plástico

Equipos:

- Camilla ginecológica
- Colposcopio



BIOPSIA DE CUELLO UTERINO



Biopsia cervical ("con sacabocados"): se toman pequeñas muestras de tejido del cuello uterino y se las examina para hallar enfermedades u otros problemas



Cuello uterino visto a través del espéculo con la paciente en posición de litotomía

Posición

Lista de chequeo mater

Materiales:

- Gasas/ hisopos
- Solución, ácido acético,
- Frasco para biopsia con
- Electrodo tipo bola
- Lápiz de electrocauterio

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal o plástico
- Pinzas para biopsia tipo sacabocado
- Pinza de Bozeman o Foerster


Equipos:

- camilla ginecológica
- colposcopio / lámpara de cisne
- Equipo de electrocauterio y placa





Pinza
Kevorkian




Pinzas para biopsia
de cuello uterino
Schumacher



Pinza para biopsia
de cuello uterino
Schubert



Pinza
Thoms-Gaylor



CERVICAL BIOPSY
- SPECIMEN FORCEPS
VAN DOREN
w/Ratchet

**Pinza Bozeman
(curva y recta)**




**Pinza de Foerster o
Pinza de Aro**



BIOPSIA DE CUELLO UTERINO CON ASA DIATÉRMICA /LEEP

Posición: ginecológica



Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Gasas/ hisopos
- Solución acético, lugol, antiséptica
- Frasco para biopsia con formol
- Asa diatérmica y electrodo tipo bola
- Lapiz de electrocauterio previamente probado
- Sutura tipo catgut cromico 2 – 0 aguja curva

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal, con revestimiento aislante o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster
- Porta aguja
- Tijera

Equipos:

- camilla ginecológica
- colposcopio
- Equipo de electrocauterio con placa





Electrodo tipo bola


CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CON ASA DE FISHER



Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Gasas, hisopos
- Solución acético, lugol, antiséptica
- Frasco para biopsia con formol
- Asa de Fisher y electrodo tipo bola
- Lápiz de electrocauterio previamente probado
- Sutura tipo catgut cromico 2 – 0 aguja curva





Instrumental:

- Espéculo de Graves metal, con revestimiento aislante o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster
- Porta aguja
- Tijera

Equipos:

- Camilla ginecológica
- colposcopio
- Equipo de electrocauterio y coagulación con placa



5. CONIZACIÓN CON ASA DE FISHER




4. LLETZ / CONIZACION CON ASA DE DIATERMIA

VENTAJAS:

- Técnica ambulatoria.
- Anestesia local.
- Técnica rápida y de fácil aprendizaje.
- Equipo económico.
- Escasas complicaciones.
- Buena calidad de la muestra.
- Curación con mínima distorsión.



INCONVENIENTES:

- Algún daño térmico
- > % Piezas negativas. Tratamientos innecesarios.




CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CON BISTURI FRIO

Biopsia de cono frío:
Se extrae un área grande de tejido
de alrededor del cuello uterino para
examinarlo



CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CON BISTURI FRIO

Posición: ginecológica



Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Gasas
- Solución acético, lugol, antiséptica
- Frasco para biopsia con formol
- Lápiz de electrocauterio previamente probado
- Electrodo tipo bola
- Sutura tipo catgut cromico 2 – 0 aguja curva

Instrumental:

- Espéculo de graves metal o plástico o espejo de Collins
- Pinza de Bozzeman o Foerster
- Valva vaginal
- Porta aguja
- Bisturi mango con hojilla N° 11
- Tijera

Equipos:

- Colposcopio
- Equipo de electrocauterio y coagulación con placa

CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CON BISTURI FRIO (Hijillas de bisturí)



10



11



12



13



14



15



18



20



21



22




23



24

Biopsia de canal endocervical



- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**

Materiales:

- Gasas/ hisopos
- Solución ácido acético, lugol, solución antiséptica
- Frasco para biopsia con formol

Instrumental:

- Espéculo de graves metal o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster, Pozzi
- Separador de endocervix (especulo endocervical)
- Pinza de biopsia: cureta endocervical Kevorkian, Baliu (cureta rotativa)/ cureta de Novak

Equipos:

- Camilla ginecológica
- Colposcopio



Biopsia de endometrio



- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**

- **Materiales:**

- Gasas
- Solución antiséptica
- Frasco para biopsia con formol


- **Instrumental:**

- Espéculo de graves metal o plástico
- **Pinza de Bozzeman o Foerster**
- **Pozzi**
- **Histerometro**
- **Pinza de biopsia: Novak/ pipelle/ aspiración endouterina**

- **Equipos:**

- Camilla ginecológica

- Lámpara cuello de cisne




Histerómetro graduado



Pinza de garfio
Pozzi




Resección de pólipo endocervical




- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**
- **Materiales:**
 - Gasas
 - Solución antiséptica
 - Frasco para biopsia con formol
- **Instrumental:**
 - Espéculo de graves metal o plástico
 - Pinza de Bozzeman o Foerster
 - Pozzi
- **Equipos:**
 - Camilla ginecológica
 - Lámpara cuello de cisne

Colocación de dispositivo intrauterino



- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**
- **Materiales:**
 - Gasas
 - Solución antiséptica
 - Dispositivo intrauterino
- **Instrumental:**
 - Espéculo de graves metal o plástico
 - Pinza de Bozzeman o Foerster
 - Pozzi
 - Histerometro
 - Tijera
- **Equipos:**
 - Camilla ginecológica
 - Lámpara cuello de cisne

Colocación de implante subdérmico



- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**

Materiales:

- Gasas
- Solución antiséptica
- Lidocaina al 1%
- Inyectadora de 5 ml
- Aposito pequeño, Adhesivo y/ o venda
- Implante
- Hojilla de bisturi




Instrumental:

- Trocar
- Crile

Equipos:


- Camilla
- Lámpara cuello de cisne

Sonohisterografía



- **Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:**
- **Materiales:**
 - Gasas
 - Solución antiséptica
 - Cánula para sonohisterografía
 - Solución fisiológica
 - Tommy
 - Inyectadora de 5 cc
- **Instrumental:**
 - Espéculo de graves metal o plástico
 - **Pinza de Bozzeman o Foerster, Pozzi**
- **Equipos:**
 - Camilla ginecológica
 - Lámpara cuello de cisne

Marzupialización de quiste de Bartholino



Lista de chequeo material/ instrumental y equipos:

Materiales:

- Gasas
- Solución antiséptica
- Lidocaina al 1%
- Inyectora de 5 ml
- Medio para cultivo y lamina para Gram
- Electrodo tipo pala del electrocauterio
- Lápiz de electrocauterio previamente probado
- Sutura tipo catgut cromico 2 – 0 aguja curva
- Gel

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal, con revestimiento aislante o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster, pinza de Crile
- Porta aguja
- Bisturi

Equipos:

- camilla ginecológica
- Equipo de electrocauterio con placa



Pinza de garfio
Pozzi



Pinza
Foerster

Espéculo
Grave



Porta-porta

Especulo

Porta

Espátula

Cepillo endocervical



Resección de lesiones condilomatosas en vagina



Fig. 7-10. Condilomas vaginales espiculados.

Lista de chequeo

Materiales


- Gasas
- Solución antiséptica
- Lidocaína al 1%
- Electrodo tipo pala del electrocauterio
- Lápiz de electrocauterio previamente probado
- Sutura tipo catgut crómico 2 – 0 aguja curva
- Envase con formol

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal, con revestimiento aislante o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster, pinza de Crile
- Porta aguja

Equipos:

- camilla ginecológica
- Equipo de electrocauterio con placa y gel



LEEP en el tracto genital inferior femenino. Guia practica para su uso. DR. Mariano Toziano. Dr. Jorge Gori. Dr. Roberto Castaño. 2012

Resección de condiloma vulvar



Lista de chequeo

Materiales

- Gasas
- Solución antiséptica
- Lidocaína al 1%
- Electrodo tipo pala del electrocauterio
- Asa de LEEP
- Lápiz de electrocauterio previamente probado
- Sutura tipo catgut crómico 2 – 0 aguja curva
- Envase con formol

Instrumental:

- Espéculo de Graves metal, con revestimiento aislante o plástico
- Pinza de Bozeman o Foerster, pinza de Crile
- Porta aguja

Equipos:

- camilla ginecológica
- Equipo de electrocauterio con placa y gel