

Dosis sugeridas de Alfaxan para el mantenimiento de la anestesia en perros y gatos (hasta 1 hora).

Infusión a ritmo constante (CRI).

- La cánula intravenosa es beneficiosa para todos los pacientes y se recomienda para la anestesia total intravenosa que dure más de 5 minutos (véase el resumen de características de producto para más información).
- Para la infusión a ritmo constante, se debe emplear una bomba de jeringa debidamente calibrada, o un dispositivo similar.
- El animal debe estar vigilado atentamente, ya que puede sufrir depresión respiratoria durante la anestesia total intravenosa con Alfaxan®. Si es necesario, se debe iniciar la ventilación con presión positiva intermitente para mantener la oxigenación y una pCO₂ normal.



Todas las dosis están en volúmenes, en mL/minuto, en función del peso corporal del paciente. Consulte el resumen de características de producto de Alfaxan para más información.

Anestesia total intravenosa con Alfaxan por infusión a ritmo constante (CRI). mL/min

Peso corporal (kg)	PERROS		GATOS	
	No premedicados mL/minuto	Premedicados mL/minuto	No premedicados mL/minuto	Premedicados mL/minuto
1	0,013 - 0,015	0,01 - 0,012	0,016 - 0,018	0,011 - 0,013
2	0,026 - 0,03	0,02 - 0,024	0,032 - 0,036	0,022 - 0,026
3	0,039 - 0,045	0,03 - 0,036	0,048 - 0,054	0,033 - 0,039
4	0,052 - 0,06	0,04 - 0,048	0,064 - 0,072	0,044 - 0,052
5	0,065 - 0,075	0,05 - 0,06	0,08 - 0,09	0,055 - 0,065
10	0,13 - 0,15	0,1 - 0,12	0,16 - 0,18	0,11 - 0,13
15	0,195 - 0,225	0,15 - 0,18	0,24 - 0,27	0,165 - 0,195
20	0,26 - 0,3	0,2 - 0,24	0,32 - 0,36	0,22 - 0,26
25	0,325 - 0,375	0,25 - 0,3	0,4 - 0,45	0,275 - 0,325
30	0,39 - 0,45	0,3 - 0,36	0,48 - 0,54	0,33 - 0,39
35	0,455 - 0,525	0,35 - 0,42	0,56 - 0,63	0,385 - 0,455
40	0,52 - 0,6	0,4 - 0,48	0,64 - 0,72	0,44 - 0,52
45	0,585 - 0,675	0,45 - 0,54	0,72 - 0,81	0,495 - 0,585
50	0,65 - 0,75	0,5 - 0,6	0,8 - 0,9	0,55 - 0,65

La dosis real debe ajustarse en función de las respuestas del paciente individual.

Consulte la guía de usuario de Alfaxan para información acerca de la inducción y el mantenimiento de la anestesia en perros y gatos

Bolo intermitente

- La cánula intravenosa es beneficiosa para todos los pacientes y se recomienda para la anestesia total intravenosa que dure más de 5 minutos (véase el resumen de características de producto para más información).
- Para el mantenimiento con bolos (más adecuado para procedimientos cortos) se pueden administrar pequeñas dosis graduales cuando la profundidad de la anestesia comienza a disminuir, o aproximadamente cada 10 minutos. Asegúrese de que cada dosis se enjuaga con suero fisiológico.



Todas las dosis están en volúmenes, en mL/bolo, en función del peso corporal del paciente. Consulte el resumen de características de producto de Alfaxan para más información.

Anestesia total intravenosa con Alfaxan por bolo intermitente. ml/bolo

Peso corporal (kg)	PERROS		GATOS	
	Un-premedicated mL/minute	Premedicated mL/minute	Un-premedicated mL/minute	Premedicated mL/minute
1	0,13 - 0,15	0,1 - 0,12	0,16 - 0,18	0,11 - 0,13
2	0,26 - 0,3	0,2 - 0,24	0,32 - 0,36	0,22 - 0,26
3	0,39 - 0,45	0,3 - 0,36	0,48 - 0,54	0,33 - 0,39
4	0,52 - 0,6	0,4 - 0,48	0,64 - 0,72	0,44 - 0,52
5	0,65 - 0,75	0,5 - 0,6	0,8 - 0,9	0,55 - 0,65
10	1,3 - 1,5	1,0 - 1,2	1,6 - 1,8	1,1 - 1,3
15	1,95 - 2,25	1,5 - 1,8	2,4 - 2,7	1,65 - 1,95
20	2,6 - 3,0	2,0 - 2,4	3,2 - 3,6	2,2 - 2,6
25	3,25 - 3,75	2,5 - 3,0	4,0 - 4,5	2,75 - 3,25
30	3,9 - 4,5	3,0 - 3,6	4,8 - 5,4	3,3 - 3,9
35	4,55 - 5,25	3,5 - 4,2	5,6 - 6,3	3,85 - 4,55
40	5,2 - 6,0	4,0 - 4,8	6,4 - 7,2	4,4 - 5,2
45	5,85 - 6,75	4,5 - 5,4	7,2 - 8,1	4,95 - 5,85
50	6,5 - 7,5	5,0 - 6,0	8,0 - 9,0	5,5 - 6,5

La dosis real debe ajustarse en función de las respuestas del paciente individual.

Consulte la guía de usuario de Alfaxan para información acerca de la inducción y el mantenimiento de la anestesia en perros y gatos