

Références : ESC, EUG



## *Euglena gracilis*

Algues microscopiques photosynthétiques flagellées. Flacon de 50 ml.

Utilisation : Étude de la photosynthèse par EXAO, observation des chloroplastes.

Elles sont magnifiques à observer. Flagellées, elles sont mobiles. Il est recommandé de les ralentir avec une solution de PROTOSLO pour les observer et les compter.

**Réf : EUG**

## Euglènes sans chloroplastes

Cette souche est un mutant euglènoïde qui ne possède plus de chloroplastes. De ce fait, il est impossible de la classer dans les algues chlorophylliennes, on considèrera plutôt que c'est un protozoaire bien qu'elle soit parfaitement identique à l'Euglène hormis l'absence de chloroplastes. Son métabolisme est purement hétérotrophe.

Flacon de 50 ml.

**Réf : ESC**